

**38.50**



Klauenbehandlungssystem für die Ruhigstellung von verletzten oder kranken Klauen. 4 Anwendungen. Härtet bei 20 °C Produkttemperatur in weniger als 4 Min aus.

Artikelnummer 23753

## Produktmerkmale

Technobase ist ein modernes Klauenbehandlungssystem für die Ruhigstellung von verletzten oder kranken Klauen.

- Schnelles Verarbeiten: ist sofort nach dem Anmischen modellierbar. Die Modellierfähigkeit mit der Hand ist somit unmittelbar gegeben. Dies erleichtert die Verarbeitung ungemein. Technobase 8000 härtet bei 20 °C Produkttemperatur in weniger als 4 Minuten aus.
- Technobase hat hervorragende Klebeeigenschaften. Somit können Sie sicher sein, dass die erkrankte Klaue bis zur Abnutzung des Holzklotzes optimal entlastet wird.
- Klebfrei modellierbar: In der Knetphase kann Technobase perfekt modelliert werden, ohne lästiges Kleben an den Händen. Der Teig bleibt bis zur Endpolymerisation flexibel form- und verarbeitbar.
- Geringe exotherme Temperaturbelastung: Als Folge der chemischen Reaktion beim Vermischen von Flüssigkeit und Pulver entsteht grosse Wärme. Diese hohen Temperaturen sind oft gewebschädigend und schmerzhaft für das Tier. Technobase wurde auch in dieser Hinsicht verbessert! So können z. B. extrakutane Schienungen sicher und ohne Gewebebeeinträchtigungen durchgeführt werden.

