



3.15



Käfigmagnet

Zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten.

Artikelnummer 23938

Produktmerkmale

Zur wirkungsvollen Prophylaxe der Fremdkörpererkrankung. Der Käfigmagnet im Kunststoffgehäuse sollte vorbeugend allen gesunden Rindern rechtzeitig eingegeben werden. Seine Magnetkraft reicht aus, um eisenhaltige Fremdkörper einzusammeln und im Käfigraum festzuhalten. Im Futter verborgene Fremdkörper wie Nägel, Draht und Metallsplinter stellen ein grosses Risiko für das nicht-selektiv fressende Rind dar: sie gelangen in den Netzmagen, wo sie sich im Zuge der für die Durchmischung und den Weitertransport der Nahrung notwendigen Netzmagenkontraktionen durch die Magenwand bohren können. Dabei tritt in der Regel eine Infektion der Bauchhöhle ein, gefolgt von einer Entzündungsreaktion. Die frühzeitige Verabreichung eines Magneten an eine fremdkörperverdächtige Kuh kann innerhalb von zwei bis drei Tagen zu einer Wiederherstellung des Tieres führen. Auch die vorsorgliche Eingabe eines Magneten hat sich bewährt. Das Magnet ist ca. $3,5 \times 3,5 \times 10$ cm gross.

Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2022