



## Zitzentauchbecher ohne Rücklauf



**Für Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. In zwei Farben erhältlich. Vorratsbehälter: ca. 300 ml. Aufsatz: ca. 30 ml.**

Artikelnummer 24096

### Produktmerkmale

Der Zitzentauchbecher ist für das Vormelk- und Nachmelkdippen geeignet. Eine Rücklaufsperre im Inneren des Aufsatzes verhindert, dass gebrauchtes Dippmittel in den Vorratsbehälter zurückläuft - hygienisch, praktisch und sicher. Der Spritzschutzrand mit Ablauf in eine Überlaufkammer verhindert ein Überschwappen und Vergeuden des Dippmittels. Durch den breiten Saugschlauch auch für zähflüssige Dippmittel geeignet. Vorratsbehälter mit Füllskala. Vorratsbehälter: Ca. 300 ml. Aufsatz: Ca. 30 ml.

### Produktspezifikationen

Fragen zum Produkt (0)

1 Bild

© Landi 2025